

Sistema Ocluser Cardio Vascular PLUG 2 Set

USO PREVISTO:

Dispositivo de implante permanente destinado a la oclusión del sistema vascular arterial o venoso.

INDICACIONES:

El Ocluser Cardio Vascular PLUG 2 Set se puede usar para una amplia variedad de oclusiones venosas o arteriales dependiendo del diagnóstico y el plan de tratamiento del paciente. Reducir o eliminar el flujo sanguíneo a un área del cuerpo mediante el bloqueo u oclusión de un vaso sanguíneo se ha convertido en una opción de tratamiento para una amplia gama de enfermedades del sistema circulatorio.

IMPORTANTE:

Cardio Vascular PLUG 2 Set viene con su propio sistema de liberación, ver tabla adjunta.

Sistema Ocluser Cardio Vascular PLUG 2 Set

ESPECIFICACIONES	COD.	DIAMETRO (MM)	LARGO (MM)	SISTEMA LIBERADOR RECOMENDADO
 CVP2	0406	4	6	5 French
	0606	6	6	5 French
	0807	8	7	5 French
	1007	10	7	6 French
	1209	12	9	6 French
	1410	14	10	6 French
	1612	16	12	7 French
	1814	18	14	7 French
	2016	20	16	7 French
	2218	22	18	8 French