

EL ALN OATF

*Filtro de Vena Cava
Opcional*

*Talentoso y
confiable, al igual
que el clásico*

NUEVO



OATF



**El ALN OATF Filtro de
Vena Cava Opcional con y
sin gancho**
*Con la experiencia de
ALN*

- El único Filtro Opcional de VC fabricado de acero inoxidable en una sola pieza sin puntos de soldadura: 3T MRI - compatible.
- 4 vías de acceso
- El único Filtro Opcional de VC aprobado para ser implantado en pacientes con Vena Cava de diámetro menor o igual a 32 mm
- Estabilidad mejorada con sus 3 piernas anti-tilting

6

piernas de anclaje

3

piernas de centrado

3

piernas anti-tilting

Diseño óptimo

➤ Diseñado con tecnología única

- Piernas de anclaje con círculos de anti-transfixión para minimizar el riesgo de penetración de la Vena Cava
- Piernas de centrado
- Piernas anti-tilting
- EL ALN OATF Filtro Opcional de VC con gancho puede ser retirado con cualquiera de nuestros 3 kits de extracción o con un lazo

THE ALN OATF FILTRO OPCIONAL DE VENA CAVA 4 Accesos



Femoral & Poplíteo

3T MRI compatible



Yugular & Braquial

Código	Diámetro máximo de la Vena Cava (mm)	Longitud del Filtro (mm)	Vaina Introdutora			
			French	Longitud (mm)		
Filtro ALN OATF con Gancho	Kit Yugular	FJH.OATF19	32	59	7	600
	Kit Braquial	FBH.OATF19	32	59	7	1200
	Kit Femoral	FFH.OATF19	32	59	7	600
	Kit Poplíteo	FPH. OATF19	32	59	7	1200



CORPMEDICAL CHILE LIMITADA

Representante exclusivo en Chile

La Concepción 191, of. 205, Providencia, Santiago.

Teléfono: +56224816820 / Celular: +56992359435

Email: corpmedical@corpmedical.cl

www.corpmedical.cl / www.grupocorpmedicalchile.com

GRUPO CORPMEDICAL CHILE

CE
0297

www.aln2b.com