


RESTORE® DEB

Catéter balón PTCA monorriel, semi-complaciente y de rápido intercambio (RX) recubierto / liberador de Paclitaxel y SAFEPAX (sal de amonio), único con la menor pérdida por tránsito $< 0.01\%$ (**Minimal WASH OFF**) gracias a la tecnología SAFEPAX. Liberación gradual.



Powered by SAFEPAX® Technology
(Paclitaxel+sal de Amonio (1:1)

Restore DEB corresponde a la 3ª generación de balones recubiertos / liberadores de droga únicos con la tecnología SAFEPAX con la tasa de pérdida de partículas por tránsito mas baja del mercado. Liberación gradual.

The new concept of "Positive Remodeling"

RESTORE® DEB está indicado para el tratamiento de:

- Reestenosis Coronaria intra-stent
- Tratamiento de lesiones nuevas $\varnothing < 2.5$ mm
- Dilatación de la rama lateral de las lesiones de la AC bifurcada
- Dilatación de lesiones De-novo

Especificaciones técnicas

Drug releasing balloon	
Material del shaft	Tubo plástico e hipotubo de acero inox
Material del balón	Blen de poliamida / Nylon 12
Largo utilizable del catéter	140 cm
Max. recommended guidewire	0.014"
Length of guide wire lumen	25 cm
Entry profile	0.016"
Guiding catheter compatibility	5F
Rated Burst Pressure	16 bar (14 bar for balloons > 4,0-20)
Paclitaxel coating	3.0 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$ balloon surface

Ordering Information

Balloon diameter (mm)	Balloon lengths (mm)			
	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
2.00 mm	R 2.00-15	R 2.00-20	R 2.00-25	R 2.00-30
2.25 mm	R 2.25-15	R 2.25-20	R 2.25-25	R 2.25-30
2.50 mm	R 2.50-15	R 2.50-20	R 2.50-25	R 2.50-30
2.75 mm	R 2.75-15	R 2.75-20	R 2.75-25	R 2.75-30
3.00 mm	R 3.00-15	R 3.00-20	R 3.00-25	R 3.00-30
3.50 mm	R 3.50-15	R 3.50-20	R 3.50-25	R 3.50-30
4.00 mm	R 4.00-15	R 4.00-20	R 4.00-25	R 4.00-30

Powered by



Representantes Exclusivos - Area Coronaria
Corpmedical Chile Limitada
La Concepción 191, Of. 205 - Providencia -Santiago
Tel. 2416820 / 92359435 Email: corpmedical@corpmedical.cl
www.corpmedical.cl



Life deserves the best
CARDIONOVUM GmbH
Am Bonner Bogen 2
53227 Bonn
Germany