


# Cardio Vascular PLUG 2 Set



**Dispositivo ocluser multifuncional Cardio Vascular PLUG 2 Set autoexpandible y reposicionable** para todo tipo de embolizaciones del sistema vascular periférico. Construido en base a una plataforma preformada de filamentos de Nitinol dando origen a un dispositivo de 3 cuerpos que se adapta perfectamente a cualquier forma anatómica ocluyendo el paso de sangre.

**Disponibles en diámetros de**  
4,6,8,10,12,14,16,18,20 y 22 mm.

**Cardio Vascular PLUG 2 Set**  
Viene con su propio sistema liberador 5, 6, 7 y 8 F

# Sistema Ocluser Cardio Vascular PLUG 2 Set

## USO PREVISTO:

Dispositivo de implante permanente destinado a la oclusión del sistema vascular arterial o venoso.

## INDICACIONES:

El Ocluser Cardio Vascular PLUG 2 Set se puede usar para una amplia variedad de oclusiones venosas o arteriales dependiendo del diagnóstico y el plan de tratamiento del paciente. Reducir o eliminar el flujo sanguíneo a un área del cuerpo mediante el bloqueo u oclusión de un vaso sanguíneo se ha convertido en una opción de tratamiento para una amplia gama de enfermedades del sistema circulatorio.

## IMPORTANTE:

Cardio Vascular PLUG 2 Set viene con su propio sistema de liberación, ver tabla adjunta.

## Sistema Ocluser Cardio Vascular PLUG 2 Set

ESPECIFICACIONES	COD.	DIAMETRO (MM)	LARGO (MM)	SISTEMA LIBERADOR RECOMENDADO
 CVP2	0406	4	6	5 French
	0606	6	6	5 French
	0807	8	7	5 French
	1007	10	7	6 French
	1209	12	9	6 French
	1410	14	10	6 French
	1612	16	12	7 French
	1814	18	14	7 French
	2016	20	16	7 French
	2218	22	18	8 French



GRUPO CORPMEDICAL CHILE