




## AndraBalloon<sup>®</sup> APT



- Optimizado para la dilatación de stent
- Diámetro del balón de 14 a 32 mm
- Longitud del balón de 20 a 60 mm

# AndraBalloon® Catéter APT



- Balón no cadaptable compuesto de PA
- Plegado optimizado que proporciona el mejor replegado para volver a pasar por el introductor
- Vaina con un diseño coaxial que le permite inflar y desinflar rápidamente el balón
- 2 marcadores radiopacos en el catéter interior
- Punta atraumática

## Denominación del artículo AndraBalloon® catéter APT

En nuestra página web podrá encontrar todos los tamaños disponibles, así como toda la información técnica.

» *El complemento perfecto para  
AndraStent L / XL / XXL*



CORPMEDICAL CHILE LIMITADA

Representante exclusivo en Chile

La Concepción 191, of. 205, Providencia, Santiago.

Teléfono: +56224816820 / Celular: +56992359435

Email: [corpmedical@corpmedical.cl](mailto:corpmedical@corpmedical.cl)

[www.corpmedical.cl](http://www.corpmedical.cl) / [www.grupocorpmedicalchile.com](http://www.grupocorpmedicalchile.com)

 GRUPO CORPMEDICAL CHILE



**Andramed GmbH**  
Schiesswieslenstr. 18, 72766 Reutlingen, Germany  
T +49 7127 81157 15  
[info@andramed.com](mailto:info@andramed.com), [www.andramed.com](http://www.andramed.com)



Made in Germany

 0483

Rev. 02/2015